



# Sistema de monitorización de residentes



Obten un mayor control sobre los residentes



**OXEEN**  
Monitoring your health

# La mejor solución inalámbrica para tu centro

OXEEN ofrece una solución completa de monitoreo médico automatizado para pacientes crónicos, que permite a los médicos obtener información inteligente en tiempo real y realizar un seguimiento eficiente de cientos de pacientes de alto riesgo, impulsando así una atención basada en el valor y reduciendo costos.

- **Elementos emisores**



OXN200



OXN100



OXN3000

- **Recepciones de alarmas**



SMS, Whatsapp o App



Centralita (Dect)



Llamada telefónica



Plataforma web

# OXN200 Y OXN100



Botón aviso



Detección de caídas



Constantes Vitales



Localización interior y exterior




1 mes de batería



Conectividad LoRa

## ¿Cómo funciona la localización?



Se pueden ubicar tantos ● como desees en cada área. Cuando un residente con el dispositivo marca una alerta o experimenta una caída, el reloj automáticamente detecta el ● más cercano y envía la señal correspondiente. Además, los relojes están programados para enviar periódicamente información sobre qué ● tienen más cerca en ese momento.



# OXN3000



Botón aviso



Detección de caídas



Constantes Vitales



GPS



2 días




4G



Recepción de llamadas

## ¿Cómo funciona la localización?



Se establece una zona segura que abarca un radio desde el centro hasta parte del exterior. Si el residente se aleja de esta área, se notifica a las personas designadas, indicando que el residente ha salido de la zona y proporcionando la ubicación exacta. Además, el personal sanitario tiene la capacidad de llamar directamente al residente, ya que el dispositivo cuenta con micrófono, altavoz y una tarjeta SIM.

“Una reloj que protege, un servicio que cuida”



933 936 186



Calle Vic 16, Barcelona,  
08006



[www.oxeencompany.com](http://www.oxeencompany.com)